

Obojsmerná Maska Industry SK1

Denný náklad iba 0,30€

Pri použití 100 dní.

Antibakteriálna účinnosť 95,7%



Výhody masky SK1:

1. OBOJSMERNÁ OCHRANA

– 3-vrstvový filter s vonkajšou a vnútornou hydrofóbnou vrstvou a filtračnou vložkou s obsahom striebra filtruje vdychovaný vzduch, čím chráni osobu, ktorá má na sebe masku a na rozdiel od respirátorov filtruje aj vydychovaný vzduch, čím chráni ľudí v okolí

2. OPAKOVANÉ POUŽITIE

– po celodennom použití stačí v maske jednoducho vymeniť iba filter

3. MOŽNOSŤ POUŽITIA VIACERÝMI OSOBAMI

– po použití masky jednou osobou stačí vydezinfikovať telo masky a vymeniť filter, aby masku mohla použiť iná osoba

4. NEOBMEDZENÁ ŽIVOTNOSŤ



**- 30 vymeniteľných
filtrov v balení
- 100% slovenský výrobok**

Spôsob použitia:

Výrobok môže byť použitý na všeobecné použitie.

Spôsob údržby:

Pred prvým použitím odporúčame telo masky vydezinfikovať liehovým roztokom alebo dezinfekčným prípravkom.

Trojvrstvový filter

Vonkajšia hydrofóbná vrstva
z netkanej textilie
(Bráni prenikaniu kvapôčok do masky)

Stredná filtračná vrstva
s obsahom striebra

Vnútná hydrofóbná vrstva
z netkanej textilie
(Bráni prenikaniu kvapôčok von z masky)



Obsah balenia: maska 1 ks, sada vymeniteľných filtrov 30 ks, gumičky na uväzovanie masky

Všetky materiály použité na výrobu masky sú certifikované a zdravotne nezávadné, používajú sa v potravinárskom a medicínskom priemysle.

POSTUP OŠETRENIA PO POUŽITÍ MASKY:

1. Vybrať použitý filter. 2. Vydezinfikovať telo masky. 3. Vložiť nový filter.

Patentová ochrana PP50020-2020/PUV50032-2020. Ochrana dizajnu RCD 007 802160-0001/0002.

Tento výrobok je predmetom prehlásenia o zhode s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 404/2007.

Filterná vložka má antibakteriálnu účinnosť 95,7%.

Všetky materiály, použité vo výrobku, sú zdravotne nezávadné a klinicky testované.

Použitie masky je doplnkovou ochranou a nezaručuje 100% ochranu. Výrobok nie je sterilizovaný.



Č. vyhlásenia: RG23/2020

ASTM E 2149-13a
STN 80 055

EC No 1935/2004, EC No2023/2006, EU No 10/2011

Zamýšľané použitie:

Pevné rúško s vymeniteľnými filtračnými vložkami



Výrobca zodpovedá za kvalitu výrobku a uvedené parametre.